

世界を照らす DR-KIM HEAD LAMP

日本国内累計販売台数
14,000 台突破

SURGICAL TOOLS & DEVICES 部門

EDISON AWARDS 2016 受賞

Dr-Kim Head Lamp

- FERTURE 01 軽量で疲れにくい
- FERTURE 02 コードレスで操作が簡単
- FERTURE 03 2灯式で影ができにくい
- FERTURE 04 眼鏡を掛けたままでも使用可能
- FERTURE 05 細かい光量調節が可能 (0 ~ 100,000 ルクス)
- FERTURE 06 後頭部を安定して支えられる形状

カラー
ブラック



マイナーチェンジ
新モデル

- *バッテリー充電可能回数 / 300 ~ 500 回
- *充電完了時間 / 約 2 時間
- *連続使用時間 / 2.5 時間 (100,000 ルクス時)、8 時間 (10,000 ルクス時)
- *様々な倍率のオプションが装着可能

Dr-Kim Head Lamp DKH-50 (U) 本体セット - 136,000 円 (税込 149,600 円)

【ヘッドランプ本体、バッテリー 2 個、充電器 AC アダプター、充電ケース、キャップ (透明、ブラウン、オレンジ) 各 2 個入】

Option

Dr-Kim Head Lamp は DKL-5 (1.5 倍率) や DKT-3 (2.5 倍率)、DKT-4 (4.0 倍率) などの様々なオプションの装着が可能です。

広く明るい視野 スタンダードタイプ

Dr-Kim Loupe

Dr-Kim ヘッドランプ用 ルーペ DKL-5
12,500 円 (税込 13,750 円)
重さ / 16g



瞳孔間距離が2種類あります。(62mm / 66mm)

高い視認性で好評 形成術など多機能に活用可能

Dr-Kim Telescope

Dr-Kim ヘッドランプ用 テレスコープ DKT-3
83,000 円 (税込 91,300 円)
重さ / 39g



瞳孔間距離はご自身で調整が可能です。

高倍率で軽量 形成術、根管治療に

Dr-Kim Telescope

Dr-Kim ヘッドランプ用 テレスコープ DKT-4
134,500 円 (税込 147,950 円)
重さ / 39g



瞳孔間距離はご自身で調整が可能です。焦点深度は約 40cm です。

Dr-Kim Battery

Dr-Kim バッテリー
12,000 円 (税込 13,200 円)



適切なバッテリーの交換目安は1年半～2年に一度

往診の必須アイテム

Dr-Kim Carry Bag

Dr-Kim DKH-50 専用キャリーバッグ
24,000 円 (税込 26,400 円)

DKH-50 用



医療機器届出番号 40B1X10003GE0005



日本総代理店 株式会社 岡部

〒815-0041 福岡県福岡市南区野間 4-4-32
TEL : 092-561-8198 FAX : 092-561-8070 <http://www.okabe118.co.jp>



製造販売 株式会社 ジオメディ

〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚 1 丁目 38-28
TEL : 092-409-4050 FAX : 092-409-4051 <http://www.geomedi.co.jp>